




## Nastal čas **tvarovať.**

Prvé a jediné jednodielne stomické vrečko **Esteem**<sup>®</sup>  s tvarovateľnou technológiou<sup>™</sup>.

Viac ako  
**95%**

pacientov, ktorí začali  
s tvarovateľnou technológiou<sup>™</sup>  
si zachovali zdravú kožu.<sup>1</sup>

**Žiadne** medzery. **Menej** podtekania.  
**Zdravšia** koža.

# Esteem® s tvarovateľnou technológiou™

Komfort jednodielneho vrečka, klinicky preukázané hojenie kože a ochrana pred podtekáním<sup>1</sup> – ideálne vrečko pre ľudí so stómiou.



## BEZPEČNOSŤ:

Elastické adhézívum, ktoré sa prispôsobí veľkosti a tvaru stómie, neuveriteľne dokonale a bezpečne k nej priľne, utesní ju, čím sa zabráni podtekaniu. Znamená to zdravšiu kožu<sup>1</sup>.



## JEDNODUCHOSŤ:

Prstami sa vytvára otvor, pričom sa adhézívum prispôsobí každému tvaru a veľkosti stómie. Nestrihá sa, nenaťahuje, neodhaduje sa veľkosť.




## KOMFORT:

Tenké, flexibilné vrečko kopíruje pohyby tela. Na povrchu je príjemný mäkký materiál, na prednej strane priehľadné okienko, výpustné vrečko má bezsvorkový uzáver InvisiClose® a úschovné vrečko.



## NOVINKA od 1. 1. 2015 Esteem® s tvarovateľnou technológiou™



ŠUKL kód	Názov produktu	Doplnok názvu
F93147	Esteem+ s tvarovateľnou technológiou	uzavreté, nepriehľadné, s filtrom, 20 – 30 mm, 30 ks
F93148	Esteem+ s tvarovateľnou technológiou	uzavreté, nepriehľadné, s filtrom, 30 – 40 mm, 30 ks
F92941	Esteem+ s tvarovateľnou technológiou	InvisiClose, priehľadné, s filtrom, 20 – 30 mm, 10 ks
F92942	Esteem+ s tvarovateľnou technológiou	InvisiClose, priehľadné, s filtrom, 30 – 40 mm, 10 ks
F92943	Esteem+ s tvarovateľnou technológiou	InvisiClose, nepriehľadné, s filtrom, 20 – 30 mm, 10 ks
F92944	Esteem+ s tvarovateľnou technológiou	InvisiClose, nepriehľadné, s filtrom, 30 – 40 mm, 10 ks

Referencie: 1. Herlufsen P, Olsen AG, Carlsen B, et al. Ostomy skin study: a study of peristomal skin disorders in patients with permanent stomas. Br J Nurs 2006;15(16):854-862.

StomaLIFE  ConvaTec  
**0800 800 111**  
 pre volajúceho zadarmo

Zákaznícke centrum ConvaTec, Unomedical, s.r.o., Štúrova 71A, 949 01 Nitra, tel.: 037/77 64 931, fax: 037/77 64 933  
[www.convatec.sk](http://www.convatec.sk)

Distribútor:  
 STOMA s.r.o., Staniteľná nám. 1, 040 01 Košice, (možnosť využitia aj zásielkovej služby), tel./fax: 055/625 22 88  
 PHOENIX, Z. s. a.s. Pribylínská 2/A, 831 04 Bratislava, tel. 02/499 89 111  
 PHAREX s.r.o., Prielozitek 1, 036 01 Martin, (možnosť využitia aj zásielkovej služby), tel.: 043/381 04 70, fax: 043/4223 569

ConvaTec 