




**Natura®**  **vrecká a podložky s tvarovateľnou technológiou™**  
sú perfektnou kombináciou väčšieho pohodlia, bezpečnosti a diskretnosti


**NOVINKA od 1. 1. 2015 Natura®**  **výpustné vrecká**

	ŠUKL kód	Kód farby	Názov produktu
	F86807	●	Natura+ výpustné vrecko, s filtrom, béžové, InvisiClose, 45 mm, 10 ks
	F86808	●	Natura+ výpustné vrecko, s filtrom, béžové, InvisiClose, 57 mm, 10 ks
	F86809	●	Natura+ výpustné vrecko, s filtrom, béžové, InvisiClose, 70 mm, 10 ks
	F90612	●	Natura + výpustné vrecko, bez filtra, priehľadné, InvisiClose, 100 mm, 10 ks


**NOVINKA od 1. 1. 2015 Natura®**  **uzavreté vrecká**

	ŠUKL kód	Kód farby	Názov produktu
	F86788	●	Natura+ uzavreté vrecko, s filtrom, štandard, béžové 38 mm, 30 ks
	F86789	●	Natura+ uzavreté vrecko, s filtrom, štandard, béžové 45 mm, 30 ks
	F86790	●	Natura+ uzavreté vrecko, s filtrom, štandard, béžové 57 mm, 30 ks
	F86791	●	Natura+ uzavreté vrecko, s filtrom, štandard, béžové 70 mm, 30 ks


**Podložka – Natura® plochá tvarovateľná**

	ŠUKL kód	Názov produktu
	F86777	Podložka Natura plochá tvarovateľná 45/13 – 22 mm, 5 ks
	F86778	Podložka Natura plochá tvarovateľná 45/22 – 33 mm, 5 ks
	F86779	Podložka Natura plochá tvarovateľná 57/33 – 45 mm, 5 ks
	F86780	Podložka Natura plochá tvarovateľná 70/45 – 56 mm


**Podložka – Natura® konvexná tvarovateľná**

	ŠUKL kód	Názov produktu
	F86781	Podložka Natura konvexná tvarovateľná 45/13 – 22 mm, 5 ks
	F86782	Podložka Natura konvexná tvarovateľná 45/22 – 33 mm, 5 ks
	F 86783	Podložka Natura konvexná tvarovateľná 57/33 – 45 mm, 5 ks

**Podložka Natura® Stomahesive®**

	ŠUKL kód	Názov produktu
	F86784	Podložka Natura Stomahesive 38 mm, 5 ks
	F86785	Podložka Natura Stomahesive 45 mm, 5 ks
	F86786	Podložka Natura Stomahesive 57 mm, 5 ks
	F86787	Podložka Natura Stomahesive 70 mm, 5 ks
	F86776	Podložka Natura Stomahesive 100 mm, 5 ks

**Podložka Natura® flexibilná**

	ŠUKL kód	Názov produktu
	F86772	Podložka Natura flexibilná 38 mm, 5 ks
	F86773	Podložka Natura flexibilná 45 mm, 5 ks
	F86774	Podložka Natura flexibilná 57 mm, 5 ks
	F86775	Podložka Natura flexibilná 70 mm, 5 ks

**StomaLinka**  **ConvaTec**  
**0800 800 111**  
pre volajúceho zadarmo

**Zákaznícke centrum ConvaTec**  
**Unomedical, s.r.o.**  
Štúrova 71A, 949 01 Nitra  
tel.: 037/77 64 931, fax: 037/77 64 933  
**www.convatec.sk**

**Distribúcia:**  
STOMIA s.r.o., Staničné nám. 1, 040 01 Košice, (možnosť využitia aj zásielkovej služby), tel./fax: 055/625 22 88  
PHOENIX, Z.z., a.s. Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, tel. 02/499 99 111  
PHAREX s.r.o., Prieloztek 1, 036 01 Martin, (možnosť využitia aj zásielkovej služby), tel.: 043/381 04 70, fax: 043/4223 569

®/™ sú registrované ochranné známky spoločnosti ConvaTec Inc. © 2015 ConvaTec Inc.

**ConvaTec** 

Nastal čas **tvarovať.**

**ConvaTec** 


**NOVINKA**


Vrecká novej generácie  
**Natura®** 

**Vrecká s bonusom**  
väčšieho komfortu, bezpečia  
a diskretnosti.


# Predstavenie **NOVÝCH** vreciek Natura®

# **Výpustné vrecká majú výpusť InvisiClose™** a úschovné vrecko, ktoré prináša väčšiu bezpečnosť a komfort.

Na základe požiadaviek viac ako 1 000 sestier a 499 ľudí so stómiou inovovala spoločnosť ConvaTec stomické vrecká. Prinášame vrecká novej generácie pod označením .

Vrecká Natura®  sa vyznačujú väčším komfortom, diskretnosťou a bezpečím, ktoré ľudia so stómiou potrebujú.

## **PREDSTAVUJEME:**

Vrecká Natura®  uzavreté a výpustné s bezsvorkovým uzáverom InvisiClose™, ktorý má všetky inovácie.



### **IDENTIFIKÁCIA**

Identifikačné číslo pomôcky je priamo vyznačené na vrecku, aby umožnilo jeho jednoduchšiu a rýchlejšiu identifikáciu.

### **VÝPUST**

Nový, širší výpusť uľahčuje vypúšťanie a hygienu. Nový systém suchých zipsov je pevnejší a bezpečnejší.



### **FILTER**

Nový tvar filtra, jeho umiestnenie a vylepšená kompozícia zamedzujú jeho upchávanie, predlžujú životnosť, eliminujú zápach a zamedzujú nafukovaniu vrecka.

### **POVRCHOVÝ MATERIÁL**

Materiál je mäkkší a príjemnejší na koži. Nešuší, je vodeodolný a rýchlo schne.

### **TVAR VRECKA**

Tvar je prispôbený tak, aby bol príjemnejší a diskretnější.

### **ÚSCHOVNÉ VRECKO „LOCK-IT-POCKET“**

Nové výpustné vrecko InvisiClose™ má úschovné vrecko, do ktorého je možné schovať výpusť. Prináša to pocit väčšieho bezpečia a diskretnosti.

## **POSTUP POUŽITIA ÚSCHOVNÉHO VRECKA**



1. Uzavríte výpusť preložením suchých zipsov tak, aby po celej ploche do seba zapadli a stlačte ich po celej dĺžke.
2. Výpusť je uzavretá po celej svojej ploche.



3. Prehnite prednú časť úschovného vrecka, čím schováte výpusť dovnútra. Prehnutím späť opäť uvoľníte uzatvorený výpusť z vrecka.



### **UPOZORNENIE:**

Pre zachovanie funkčnosti filtra je dôležité, aby bol filter vždy, keď príde do styku s vodou (kúpaní, plávaní, sprchovaní) prelepený.



Prelepký sú súčasťou balenia. Prelepký odstráňte, keď bude vrecko suché.

## **Hojí | Priľne | Absorbuje**

**Unikátna tvarovateľná technológia v kombinácii s inovovanými vreckami Natura®  je najlepším riešením pre používateľov dvojdielného systému.**



Podložka  
Natura®  
plochá  
tvarovateľná

alebo



Podložka  
Natura®  
konvexná  
tvarovateľná




Natura®   
výpustné vrecko  
s filtrom bėžové  
InvisiClose™



alebo



Natura®   
uzavretý vrecko  
s filtrom bėžové

Nastal čas **tvarovať.**